



ULTIMA LED Beauty Mask

Prémium LED terápiás maszk a ragyogó bőrért.



Mindennapos sejtszintű megújulás

- Többhullámhosszú (multi-wavelength) technológia a mindennapi arcápoláshoz.
- Gyengéd, non-invazív megoldás, amely minden bőrtípusra alkalmas.

A cél: **Meghosszabbítja és fokozza az orvosi és esztétikai kezelések lifting hatását otthonában.**

Hogyan újítja meg a bőrt a fény?

A fotobiomoduláció (PBM) tudománya

A LED-fény tiszta energiaforrásként szolgál a sejtek számára. Nem hőhatással dolgozik, és nem okoz UV-sérülést. Ehelyett természetes biológiai válaszreakciókat vált ki:



Energia: Fokozza a sejtek mitokondriális aktivitását.




Táplálás: Javítja a sejtek oxigén- és tápanyagfelhasználását.



Regeneráció: Gyorsítja a felépülési folyamatokat és láthatóan csökkenti a gyulladást.

4 Terápiás Hullámhossz

- **Közei infravörös (850 nm):** Mély sejtszintű megújulás a legalsóbb rétegekben.
- **Vörös (630 nm):** Kollagén- és elasztintermelés drasztikus fokozása.
- **Sárga (590 nm):** Bőrpír csökkentése és a bőr tónusának élénkítése.
- **Kék (415 nm):** Antibakteriális hatás a tisztább, akné-mentes bőrért.



Fókuszban a Vörös és a Kék Fény

Vörös Fény (Öregedésgátlás): Serkenti a feszségért felelős kollagén és elasztin termelődését. A "folyamatos aktiválás" révén bekapcsolva tartja a regenerációt a klinikai kezelések között is.

Kék Fény (Tisztítás és Nyugtató): Célzott antibakteriális hatás. Elpusztítja az aknét okozó baktériumokat, és azonnal megnyugtatója a gyulladt, problémás bőrt.





A Tökéletes Klinikai Utóápolás (Aftercare)

Az ULTIMA maszk kifejezetten úgy lett kialakítva, hogy kiegészítse az orvosi kezeléseket. Ajánlott utóápolás az alábbi beavatkozások után:

Botulinum toxin (Botox) kezelések

Hialuronsavas töltések

Lézeres bőrkezelések

Rádiófrekvenciás (RF) kezelések

HIFU (High-Intensity Focused Ultrasound)

Miért elengedhetetlen a beavatkozások után?

A maszk nem passzív kiegészítő, hanem aktívan hozzájárul a drága klinikai kezelések sikeréhez:



Eredmények fenntartása: Jelentősen meghosszabbítja és fokozza a kezelések látható eredményeit.

Folyamatos kollagénaktiválás: A két orvosi vizit közötti időszakban is aktívan tartja a bőrstruktúra épülését.

Felgyorsult regeneráció: Gyorsabb és szebb sebgyógyulás, azonnali nyugtatás az esztétikai beavatkozások után.



Radikálisan Könnyű Kialakítás

93g

- **Mindössze 93 gramm:** Globálisan az egyik legkönnyebb LED maszk a piacon.
- **Tökéletes illeszkedés:** Rugalmas, élelmiszeripari minőségű (food-grade) szilikonból készült.
- Úgy simul az arcra, mintha ott sem lenne, elkerülve a hagyományos maszkok okozta nyomást és kényelmetlenséget.



Higiéniára és Hatékonyságra Tervezve

- **Légáteresztő méhsejt (honeycomb) dizájn:** Megakadályozza a hő- és nedvességképződést – nincs többé kellemetlen izzadás a maszk alatt.
- **3D lebegő szerkezet:** Garantálja a terápiás fény egyenletes és hatékony eloszlását minden hajlatban.
- **IP67 vízállóság:** Teljesen vízálló kialakítás a végtelenül egyszerű és higiénikus tisztításért.

Zökkenőmentes Beilleszkedés a Mindennapokba

- **Beépített Szemvédelem:** A dedikált szemkörnyéki védelem (eye shielding) révén a maszk használata közben is teljesen biztonságos olvasni, TV-t nézni vagy képernyőn dolgozni.
- **Bárhol, Bármikor:** Kompakt mérete miatt tökéletes utazáshoz (travel-friendly), vagy egy gyors napközbeni arcbőr-feltöltődéshez (skin recharge).



Miért jobban megtervezett az ULTIMA?

Hagyományos Maszkok

Merev, nehéz és kényelmetlen.

Zárt kialakításúak, ami forró, izzasztó érzést okoz.

Nincs megfelelő szemvédelem, így a képernyőnézés veszélyes a fénykitettség miatt.

ULTIMA Maszk

93 grammos rugalmas kényelem.

Innovatív légáteresztő dizájn.

Precíziós LED-ek beépített, szabadalmaztatott szemvédelemmel a maximális szabadságért a kezelés alatt.



ULTIMA

Prémium minőség. Tökéletes eredmények.

Kiváló mérnöki tervezés és maximális kényelem
egyetlen orvosi szintű eszközben.

Javasolt fogyasztói ár (RRP): **350 EUR**

Kezdje el a mindennapos sejtszintű megújulást.

WWW.ULTIMASOLUTION.COM